

sagemax.com

sagemax<sup>®</sup>



PMMA Disc Multi

高效  
暂时修复体材料

高效  
暂时修复体材料

# PMMA Disc Multi



PMMA Disc Multi 由高度交联的聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 组成, 具有集成的多层渐变色, 可有效制作临时的前、后、全口牙冠和牙桥。

圆盘材料的生产工艺确保残留单体含量最低且具有出色的生物兼容性。除了高抗断裂性外, 该材料还具有出色的车削和抛光性。出色的色调稳定性和所使用的多层技术可实现真实自然的美学效果。

## 技术参数



材料  
高度交联的聚甲基  
丙烯酸甲酯



研磨性  
优秀



生物兼容性  
极佳



适应症  
单冠修复体到多  
单位桥 (最长佩戴  
期 6 个月)



多层技术  
自然美学

## 亮点

---

### 1 高度交联的聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 高抗断裂性、优异的车削和可抛光性能




由于高抗断裂性, 适应症范围广




出色的车削和可抛光性能

### 2 多层技术和出色的颜色稳定性 仿真的美学效果



自然的颜色渐层



自然的美学效果

### 3 材料盘的生产工艺 残留单体含量极低, 生物兼容性极佳



优异的生物兼容性



最小残留单体含量

## 包装规格

---

形状规格  
W-98, Z-95

厚度  
12, 14, 20, 25 mm

颜色  
OM3, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C1, C2, D2, D3



## Manufacturer

---

**Sagemax Bioceramics, Inc.**  
34210 9th Ave. South, Suite 118  
Federal Way, WA 98003, USA  
[sagemax.com](http://sagemax.com)