



NexxZr.T Multi & NexxZr.+ Multi

Многослойный  
оксид циркония.  
Новый уровень  
эстетичности.

Многослойный оксид циркония.  
Новый уровень эстетичности.

# NexxZr® T Multi



Эстетика  
★★★★

Спектр показаний  
★★★★★

1


**Плавный градиент оттенка и транслюцентности**  
Многофункциональная эстетика

2

**Высокая прочность**  
Широкий спектр показаний

3

**Высокое качество производственного процесса**  
Спекание без напряжений и перекосов; высокая точность посадки



Тип / класс:

Тип II / класс 5

Показания:

- › Реставрации одного зуба
- › Мостовидные протезы из трёх единиц
- › Многосекционные мостовидные протезы

Технологии  
обработки:

- › Инфильтрация
- › Окрашивание
- › Редуцирование (катбэк)

Геометрия:

W-98, Z-95

Высота:

16, 20, 25 мм

Оттенки:

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4,  
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4



Эстетика  
\*\*\*\*\*

Спектр показаний  
\*\*\*\*

# NexxZr<sup>®</sup>+ Multi

1

## Естественный градиент оттенка

Эффективное изготовление реставраций естественного вида

2

## Специальный градиент транслюцентности

Хорошая маскирующая способность в шейной области и повышенная транслюцентность в области режущей кромки

3


## Высокая прочность

От реставраций одного зуба до мостовидных протезов из трёх единиц

5Y-TZP  
**650 МПа**  
49% транслюцентности

Средние значения

4Y-TZP  
**850 МПа**  
45% транслюцентности



Режущая кромка  
**3,2 мм**

Режущая кромка  
**4 мм**

Переход  
**3,2 мм**

Переход  
**4 мм**

Дентин  
**9,6 мм**

Дентин  
**12 мм**

диск 16 мм

диск 20 мм

Тип / класс:

Тип II / класс 4

Показания:

- › Реставрации одного зуба
- › Мостовидные протезы из трёх элементов

Технологии обработки:

- › Инфильтрация
- › Окрашивание
- › Редуцирование (катбэк)

Геометрия:

W-98, Z-95

Высота:

16, 20 мм

Оттенки:

A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2

## NexxZr T Multi




От реставрации одного зуба до многосекционных мостовидных протезов - всё из одного материала

### NexxZr T Multi

Многослойный оксид циркония с многофункциональной эстетикой и широким спектром показаний



## NexxZr+ Multi



Естественный градиент оттенка и транслюцентности

### NexxZr+ Multi

Многослойный оксид циркония с естественной эстетикой



### Manufacturer

**Sagemax Bioceramics, Inc.**  
34210 9th Ave. South, Suite 118  
Federal Way, WA 98003, USA  
[sagemax.com](http://sagemax.com)