



NexxZr.T Multi & NexxZr.+ Multi

探索多种氧化锆
探索美学


探索多种氧化锆
探索美学

NexxZr® T Multi



美学
★★★★
适应症
★★★★★

- 1 自然的颜色和半透明梯度
多功能美学
- 2 高强度
多种适应症
- 3 高质量的生产过程
无张力烧结, 不变形, 配合精度高



类型/类:	第II类/第5类
指示:	<ul style="list-style-type: none"> › 单冠修复 › 3 单位桥 › 多单位桥
处理技术:	<ul style="list-style-type: none"> › 内染技术 › 外染技术 › 回切技术
几何图形:	W-98, Z-95
厚度:	16, 20, 25 mm
颜色:	BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4



美学

适应症


NexxZr[®]+ Multi

- 1 自然色渐变
自然外观修复的高效恢复
- 2 特别调整的半透明梯度
牙颈部覆盖良好, 切端区透明度增加
- 3 抗弯强度高
从单冠到3单位桥

5Y-TZP
650 MPa
49% 半透明度

过渡区

4Y-TZP
850 MPa
45% 半透明度



切端
3.2 mm

切端
4 mm

混合
3.2 mm

混合
4 mm

牙本质
9.6 mm

牙本质
12 mm

16 mm 圆盘

20 mm 圆盘

类型/类: 第II类/第4类

指示: 〉 单冠修复
〉 3 单位桥

处理技术: 〉 内染技术
〉 外染技术
〉 回切技术

几何图形: W-98, Z-95

厚度: 16, 20 mm

颜色: A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2

NexxZr T Multi




单颗修复到多单位桥体-都用一种材料



NexxZr T Multi
多层氧化锆具有多功能美学和极其广泛的适应症



NexxZr+ Multi



贴近自然的颜色和半透明的梯度



NexxZr+ Multi
多层氧化锆·天然美观



Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com