



NexxZr.T Multi & NexxZr.+ Multi

探索多層氧化鋯。
體驗不一樣的美學。

探索多層氧化鋯。
體驗不一樣的美學。

NexxZr® T Multi




美學
★★★★
適應症範圍
★★★★★

- 1 流暢的顏色及透明度漸層
多功能美學
- 2 高強度
多種適應症
- 3 高品質的生產工藝
不變形並高精準度密合的無張力燒結

切端
3 mm

混合層
4 mm

牙本質
9, 13 或 18 毫米,
取決於鋯盤厚度



5Y-TZP
650 MPa
49% 透明度

平均值

3Y-TZP
1200 MPa
41% 透明度

類型/類別:

Type II/Class 5

適應症:

- › 單冠
- › 三單位牙橋
- › 多單位牙橋

加工技術:

- › 滲透技術
- › 染色技術
- › 回切技術
- › 陶瓷膨脹係數

形狀:

W-98, Z-95

厚度:

16, 20, 25 mm

顏色:

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4



美學

適應症範圍


NexxZr[®]+ Multi

- 1 自然顏色梯度
高效製造外觀自然的修復體
- 2 特別調整的透明梯度
齒頸部區域覆蓋良好, 切端區域透明度增加
- 3 高抗彎強度
單冠至最多三單位牙橋

5Y-TZP
650 MPa
49% 透明度

平均值

4Y-TZP
850 MPa
45% 透明度



切端
3.2 mm

切端
4 mm

混合層
3.2 mm

混合層
4 mm

牙本質
9.6 mm

牙本質
12 mm

16 mm 鋸盤

20 mm 鋸盤

類型/類別: Typ II/Class 4

適應症:

- › 單顆牙冠
- › 三單位牙橋

加工技術:

- › 滲透技術
- › 染色技術
- › 回切技術
- › 陶瓷膨脹係數

形狀: W-98, Z-95

厚度: 16, 20 mm

顏色: A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2

NexxZr T Multi



一種材料能用作單顆牙冠至多單元橋



NexxZr T Multi
具有多功能美學和多種適應症的多層氧化鋯



NexxZr+ Multi



自然的顏色和透明梯度



NexxZr+ Multi
具有自然美感的多層氧化鋯



Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com