

sagemax.com

sagemax®



NexxZr®

Asortiman cirkonskih diskova

## Asortiman cirkonskih diskova

# NexxZr®



	NexxZr S	NexxZr T	NexxZr T Multi	NexxZr+	NexxZr+ Multi
<b>Tip</b> Savojna čvrstoća [MPa] <sup>1</sup> Translucencija [(1-CR)*100] <sup>2</sup>	 3Y-TZP 1370 MPa 30%	 3Y-TZP 1270 MPa 42%	 5Y-TZP 650 MPa 49% 3Y-TZP 1200 MPa 41%	 4Y-TZP 1000 MPa 46%	 4Y-TZP 880 MPa 46%
Optornost na lom [MPa*m <sup>1/2</sup> ]	> 5,0	> 5,0	> 5,0 (Dentin) > 2,4 (Incisal)	> 3,5	> 3,5 (Dentin) > 2,4 (Incisal)
Linearno toplinsko širenje / CTE (25–500 °C) [10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> ]	10,6 ± 0,5	10,6 ± 0,5	10,5 ± 0,5	10,1 ± 0,5	10,4 ± 0,5
<b>Tip/klasa</b>	Tip II/ klasa 5	Tip II/ klasa 5	Tip II/ klasa 5	Tip II/ klasa 4	Tip II/ klasa 4
<b>Indikacije*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Jednočlane restauracije</li> <li>› Tročlani mostovi</li> <li>› Višečlani mostovi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Jednočlane restauracije</li> <li>› Tročlani mostovi</li> <li>› Višečlani mostovi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Jednočlane restauracije</li> <li>› Tročlani mostovi</li> <li>› Višečlani mostovi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Jednočlane restauracije</li> <li>› Tročlani mostovi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Jednočlane restauracije</li> <li>› Tročlani mostovi</li> </ul>
<b>Tehnike obrade</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Tehnika infiltracije</li> <li>› Tehnika slojevanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Tehnika infiltracije</li> <li>› Tehnika bojenja</li> <li>› Tehnika reduciranja</li> <li>› Tehnika slojevanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Tehnika infiltracije</li> <li>› Tehnika bojenja</li> <li>› Tehnika reduciranja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Tehnika infiltracije</li> <li>› Tehnika bojenja</li> <li>› Tehnika reduciranja</li> <li>› Tehnika slojevanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Tehnika infiltracije</li> <li>› Tehnika bojenja</li> <li>› Tehnika reduciranja</li> </ul>
<b>Geometrije</b>	W-98, Z-95	W-98, Z-95	W-98, Z-95	W-98, Z-95	W-98, Z-95
<b>Debljine</b>	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm	16, 20, 25 mm	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm	16, 20 mm
<b>Boje</b>	Bijela	Bijela, OM1, OM2, OM3, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4	BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4	Bijela, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2

<sup>1</sup> Tipične vrijednosti prema normi EN ISO 6872 (polirani primjerak)

<sup>2</sup> Prethodno obojani diskovi pokazuju niže vrijednosti

\* Za upotrebu samo na kanadskom tržištu: Most je ograničen na 6 jedinica s maksimalno 2 nosača