



NexxZr.T Multi & NexxZr.+ Multi 2.0

Používejte multi zirkony.
Prožívejte estetiku.

Používejte multi zirkony.
Prožívejte estetiku.

NexxZr® T Multi



Estetika



Rozsah indikací



1


Plynulý barevný, gradient skloviný
Multifunkční estetika

2

Vysoká pevnost
Široký rozsah indikací

3

Vysoce kvalitní výrobní proces
Sintrování je bez vnitřního pnutí.
Velká objemová přesnost



Typ/Třída:

Typ II/Třída 5

Indikace:

- › Jednočlenné náhrady
- › 3-členné můstky
- › Vícečlenné můstky s max. 2 spojeními mezičleny

Techniky zpracování:

- › Technika infiltrace
- › Technika dobarvování
- › Technika cut-back

Tvary:

W-98, Z-95

Tloušťky:

16, 20, 25 mm

Barvy:

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4




NexxZr[®]+ Multi 2.0

- 1 **Přírozený barevný gradient**
Efektivní zhotovení přirozeně vypadajících náhrad
- 2 **Speciálně upravený gradient translucence**
Dobré krytí v cervikální oblasti a zvýšená průsvitnost v incizální oblasti
- 3 **Vysoká pevnost v ohybu**
Sólo náhrady až tříčlenné můstky

5Y-TZP
650 MPa
49% Translucence

Průměrné hodnoty

4Y-TZP
850 MPa
45% Translucence



Typ/Třída: Typ II / Třída 4

Indikace:
› Jednočlenné náhrady
› 3-členné můstky

Techniky zpracování:
› Technika infiltrace
› Technika dobarvování
› Technika cut-back

Tvary: W-98

Tloušťky: 14, 16, 20 mm

Barvy: BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

NexxZr T Multi



Sólo náhrady až po mnohočlenné můstky
z jednoho materiálu

NexxZr T Multi
Multi vrstvý oxid zirkoničitý s
multifunkční estetikou a širokou
škálou indikací



NexxZr+ Multi 2.0



Přirozený gradient barvy a translucence

NexxZr+ Multi 2.0
Multivrstvý oxid zirkoničitý s
přirozenou estetikou



Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com