



NexxZr.T Multi & NexxZr.+ Multi 2.0

Εξερευνήστε το
πολυδιαστωματικό ζirkόνιο.
Γνωρίστε την αισθητική.

Εξερευνήστε το πολυδιαστωματικό ζirkόνιο.
Γνωρίστε την αισθητική.

NexxZr® T Multi



Αισθητική

★★

Εύρος ενδείξεων

★★★

1


**Ομαλή διαβάθμιση έντασης
χρώματος και φωτοδιαπερατότητας**
Πολυλειτουργική αισθητική

2

Υψηλή αντοχή
Ευρύ φάσμα ενδείξεων

3

Διαδικασία παραγωγής υψηλής ποιότητας
Όπτηση άνευ τάσης χωρίς στρέβλωση
και με υψηλή ακρίβεια εφαρμογής



Τύπος/Κλάση:

Τύπος II/Κλάση 5

Ένδειξη:

› Μονήρεις αποκατάσταση
› Γέφυρες 3 τεμαχίων
› γέφυρες πολλαπλών τεμαχίων με
μέγ. 2 συνδεδεμένα γεφυρώματα

Τεχνικές επεξεργασίας:

› Τεχνική διήθησης
› Τεχνική χρώσης
› Τεχνική 'cut-back'

Γεωμετρίες:

W-98, Z-95

Πάχη:

16, 20, 25 mm

Χρώματα:

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4



Αισθητική

Εύρος ενδείξεων
**


NexxZr[®]+ Multi 2.0

- 1 Φυσική διαβάθμιση έντασης χρώματος**
Αποτελεσματική κατασκευή αποκαταστάσεων με φυσική όψη
- 2 Ειδικά προσαρμοσμένη διαβάθμιση φωτοδιαπερατότητας**
Καλή κάλυψη στην αυχενική περιοχή και αυξημένη φωτοδιαπερατότητα στην κοπτική περιοχή
- 3 Υψηλότετη αντοχή στην κάμψη**
Μονήρεις οδοντικές αποκαταστάσεις έως και γέφυρες 3 μονάδων

5Y-TZP
650 MPa
49% Φωτοδιαπερατότητα

Μέσες τιμές

4Y-TZP
850 MPa
45% Φωτοδιαπερατότητα



Κοπτική περιοχή
3 mm

Μίγμα
4 mm

Οδοντίνη
7, 9 ή 13 mm
ανάλογα με το
πάχος του δίσκου

Τύπος/Κλάση: Τύπος II/Κλάση 4

Ένδειξη:
› Μονήρεις αποκαταστάσεις
› Γέφυρες τριών τεμαχίων

Τεχνικές επεξεργασίας:
› Τεχνική διήθησης
› Τεχνική χρώσης
› Τεχνική 'cut-back'

Γεωμετρίες: W-98


Πάχη: 14, 16, 20 mm

Χρώματα: BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

NexxZr T Multi



Αποκατάσταση μονήρους δοντιού έως και γέφυρες πολλών τεμαχίων, όλα με ένα υλικό



NexxZr T Multi

Ένα οξείδιο του ζirkονίου πολλαπλών στρωμάτων με πολυλειτουργική αισθητική και ευρύ φάσμα ενδείξεων



NexxZr+ Multi 2.0



Φυσικό χρώμα και φυσική διαβάθμιση φωτοδιαπερατότητας



NexxZr+ Multi 2.0

Ένα οξείδιο του ζirkονίου πολλαπλών στρωμάτων με φυσική αισθητική



Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com