



NexxZr.T Multi & NexxZr.+ Multi 2.0

Explore multi zirconia.  
Experimente estética.

Explore multi zirconia.  
Experimente estética.

# NexxZr® T Multi



Estética



Gama de indicaciones



1

## Gradiente suave de color y translucidez

Estética multifuncional

2

## Alta resistencia

Gran variedad de indicaciones

3



## Proceso de producción de alta calidad

Sinterización sin tensión ni distorsión y alta precisión de ajuste

Incisal  
3 mm

Mezcla  
4 mm

Dentina  
9, 13 o 18 mm  
dependiente del  
grosor del disco



5Y-TZP

**650 MPa**

49 % Translucidez

Valores promedios

3Y-TZP

**1200 MPa**

41 % Translucidez

Tipo/Clase:

Tipo II/Clase 5

Indicaciones:

- › Restauraciones unitarias
- › Puentes de 3 unidades
- › Puentes de varias unidades con máx. 2 pónicos conectados

Técnicas de procesamiento:

- › Técnica de infiltración
- › Técnica de maquillaje
- › Técnica de cut-back

Geometrías:

W-98, Z-95

Espesores:

16, 20, 25 mm

Colores:

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4



# NexxZr<sup>®</sup>+ Multi 2.0

Estética

\*\*\*

Gama de indicaciones

\*\*

1

## Gradiente de color natural

Fabricación eficiente de restauraciones de aspecto natural

2

## Gradiente de translucidez ajustado

Buena cobertura en el área cervical y mayor translucidez en el área incisal

3

## Alta resistencia a la flexión

Restauraciones unitarias y puentes hasta 3 piezas

5Y-TZP

**650 MPa**


49% Translucidez

Valores promedios

4Y-TZP

**850 MPa**

45% Translucidez



Incisal  
**3 mm**

Mezcla  
**4 mm**

Dentina  
**7, 9 o 13 mm**  
dependiente del  
grosor del disco

**Tipo/Clase:**

Tipo II/Clase 4

**Indicaciones:**

- › Restauraciones unitarias
- › Puentes de 3 unidades

**Técnicas de procesamiento:**

- › Técnica de infiltración
- › Técnica de maquillaje
- › Técnica de cut-back

**Geometrías:**

W-98


**Espesores:**

14, 16, 20 mm

**Colores:**

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4,  
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

## NexxZr T Multi



Restauraciones unitarias hasta puentes  
de varias piezas – todo con el mismo material

**NexxZr T Multi**  
Óxido de circonio multicapa  
con una estética multifuncional y una  
amplia variedad de indicaciones



## NexxZr+ Multi 2.0



Gradiente de color y translucidez natural

**NexxZr+ Multi 2.0**  
Óxido de circonio multicapa  
con estética natural



### Manufacturer

**Sagemax Bioceramics, Inc.**  
34210 9th Ave. South, Suite 118  
Federal Way, WA 98003, USA  
[sagemax.com](http://sagemax.com)