



NexxZr.T Multi & NexxZr.+ Multi 2.0

Istražite multilayer cirkon.
Doživite estetiku.

Istražite multilayer cirkon.
Doživite estetiku.

NexxZr® T Multi



Estetika



Raspon indikacija



1

Besprijekorna boja i spektar translucencije

Višenamjenska estetika

2

Visoka čvrstoća

Širok raspon indikacija

3


Visokokvalitetan proizvodni proces

Sintranje bez napetosti, bez izobličenja
i sa visokom preciznosti dosjeda.

Incizalno
3 mm

Srednji sloj
4 mm


Dentin
9, 13 ili 18 mm
ovisno o debljini diska



Disk
16 mm

Disk
20 mm

Disk
25 mm



5Y-TZP

650 MPa

49 % Translucencija

Prosječne vrijednosti

3Y-TZP

1200 MPa

41 % Translucencija

Tip/klasa:

Tip II/klasa 5

Indikacija:

- › Solo krunice
- › Tročlani mostovi
- › Višečlani mostovi s maks. dva međučlana

Tehnike obrade:

- › Tehnika infiltracije
- › Tehnika bojenja
- › Cut-back tehnika

Geometrije:

W-98, Z-95

Debljine:

16, 20, 25 mm

Boje:

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4




NexxZr[®]+ Multi 2.0

- 1 **Prirodni spektar boje**
Učinkovita izrada restauracija prirodnog izgleda
- 2 **Posebno prilagođen spektar translucencije**
Dobra pokrivenost u cervikalnom području i povećana translucencija u incizalnom području
- 3 **Visoka čvrstoća na savijanje**
Od solo krunica do tročlanih mostova

5Y-TZP
650 MPa
49% Translucencija

Prosječne vrijednosti

4Y-TZP
850 MPa
45% Translucencija



Tip/klasa: Tip II / klasa 4

Indikacija:
› Jednočlane restauracije
› Tročlani mostovi


Tehnike obrade:
› Tehnika infiltracije
› Tehnika bojenja
› Cut-back tehnika

Geometrije: W-98

Debljine: 14, 16, 20 mm

Boje: BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

NexxZr T Multi



Od solo krunica do višičlanih mostova - sve sa jednim materijalom

NexxZr T Multi
Multilayer cirkon
s višenamjenskom estetikom
i širokim spektrom indikacija



NexxZr+ Multi 2.0



Prirodna boja i spektar translucencije

NexxZr+ Multi 2.0
Multilayer cirkon
s prirodnom estetikom



Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com