



NexxZr.T Multi & NexxZr.+ Multi 2.0

Esplora la zirconia Multi.
Sperimenta l'estetica.

Esplora la zirconia Multi.
Sperimenta l'estetica.

NexxZr® T Multi



Estetico



Gamma di indicazioni



1

Naturale gradiente di colore e traslucenza

Estetica multifunzionale

2


Elevata resistenza

Ampia gamma di indicazioni

3

Processo produttivo di alta qualità

Sinterizzazione senza tensioni ed elevata precisione di adattamento



Tipo/Classe:

Tipo II/Classe 5

Indicazioni:

- › Restauri di denti singoli
- › Ponti di 3 elementi
- › Ponti di più elementi

Tecniche di lavorazione:

- › Tecnica di infiltrazione
- › Tecnica di colorazione
- › Tecnica di cut-back

Geometrie:

W-98, Z-95

Spessori:

16, 20, 25 mm

Colori:

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4




NexxZr[®]+ Multi 2.0

- 1 **Gradiente cromatico naturale**
Realizzazione efficiente di restauri dall'estetica naturale
- 2 **Gradiente di traslucenza appositamente calibrato**
Buona copertura nell'area cervicale e maggiore traslucenza nell'area incisale
- 3 **Elevata resistenza flessurale**
Restauri di denti singoli e ponti fino a 3 elementi

5Y-TZP
650 MPa
49% Traslucenza

Valori in percentuale

4Y-TZP
850 MPa
45% Traslucenza



Tipo/Classe: Tipo II/Classe 4

Indicazioni:
› Restauri di denti singoli
› Ponti di 3 elementi

Tecniche di lavorazione:
› Tecnica di infiltrazione
› Tecnica di colorazione
› Tecnica di cut-back

Geometrie: W-98


Spessori: 14, 16, 20 mm

Colori: BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

NexxZr T Multi



Restauri di denti singoli o ponti a più elementi - tutto in un unico materiale



NexxZr T Multi
Ossido di zirconio multistrato con estetica multifunzionale e un'ampia gamma di indicazioni



NexxZr+ Multi 2.0



Gradiente cromatico e traslucenza naturale



NexxZr+ Multi 2.0
Ossido di zirconio multistrato con estetica naturale



Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com