



NexxZr.T Multi & NexxZr.+ Multi 2.0

Explore múltiplas zircónias.
Experiencie a estética.

Explore múltiplas zircónias.
Experiencie a estética.

NexxZr® T Multi



Estética



Gama de indicações



1

Gradiente suave de cor e translucidez

Estéticas multifuncionais

2


Alta resistência

Ampla variedade de indicações

3

Processo de produção de alta qualidade

Sinterização livre de tensões sem distorção e elevada precisão de adaptação



Incisal
3 mm

Mistura
4 mm

Dentina
9, 13 ou 18 mm,
dependendo da
espessura do disco

Disco
de 16 mm

Disco
de 20 mm

Disco
de 25 mm

5Y-TZP

650 MPa

49% Translucidez

Valores médios

3Y-TZP

1200 MPa

41% Translucidez

Tipo/Classe:

Tipo II / Classe 5

Indicação:

- › Restaurações de unidade única
- › Pontes de 3 unidades
- › Pontes de dentes múltiplos com máx. 2 dentes pilares conectados

Técnicas de processamento:

- › Técnica de infiltração
- › Técnica de maquiagem
- › Técnica cut-back

Geometrias:

W-98, Z-95

Espessuras:

16, 20, 25 mm

Cores:

BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4




NexxZr[®]+ Multi 2.0

- 1 **Gradiente de cor natural**
Fabricação eficiente de restaurações de aspecto natural
- 2 **Gradiente de translucidez especialmente ajustado**
Boa cobertura na área cervical e maior translucidez na área incisal
- 3 **Alta resistência flexural**
Restaurações unitárias até pontes de 3 elementos

5Y-TZP
650 MPa
49% Translucidez

Valores médios

4Y-TZP
850 MPa
45% Translucidez



Incisal
3 mm

Mistura
4 mm

Dentina
7, 9 ou 13 mm,
dependendo da
espessura do disco

Tipo/Classe: Tipo II / Classe 4

Indicação: › Restaurações de unidade única
› Pontes de 3 unidades


Técnicas de processamento: › Técnica de infiltração
› Técnica de maquiagem
› Técnica cut-back

Geometrias: W-98

Espessuras: 14, 16, 20 mm

Cores: BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4,
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

NexxZr T Multi



Desde restaurações unitárias até pontes de múltiplos elementos - tudo com um material

NexxZr T Multi
Óxido de zircônio multicamada com estética multifuncional e grande variedade de indicações



NexxZr+ Multi 2.0



Gradiente de cores naturais e translucidez

NexxZr+ Multi 2.0
Óxido de zircônio multicamada com estética natural



Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com