



Paint 3D

Univerzální barvicí systém.
Pasty s 3D efektem.

Univerzální barvicí systém.
Pasty s 3D efektem.

Paint 3D



Paint 3D je univerzální systém pro individuální barvení a glazování dentální keramiky s rozsahem koeficientu tepelné roztažnosti (CTE) od 9,4 do $17,5 \times 10^{-6}/K$.

Optimální volba pro použití s frézovanou, presovanou i fazetovací keramikou, jako oxidů zirkoničitých, lithiumpdisilikátu a dalších keramik. Nabízí široké možnosti využití a maximální flexibilitu pro každodenní provoz zubní laboratoře.

Inovativní pasty s 3D efektem otevírají nové kreativní možnosti a dodávají povrchům působivou trojrozměrnou hloubku a strukturu. Ať už jemnými akcenty nebo výraznými efekty, tyto pasty umožňují proměnit i ty nejmenší detaily v realistická dentální umělecká díla.

Díky své speciální konzistenci se pasty snadno nanášejí a modelují, což je činí ideálními pro náročné projekty, kde je klíčová přesnost, efektivita a estetika. Paint 3D podporuje časově úsporné pracovní postupy, aniž by bylo nutné slevit z nároků na detailní zpracování či estetiky – pro profesionální výsledky na nejvyšší úrovni.

Technická data



Typ
Nízkotavitelná
keramika



Konzistence
Samoglazovací
pasty s 3D efektem



Rozsah
CTE 9,4–17,5 x $10^{-6}/K$



Aplikace
Oxid zirkoničitý,
lithium-Disilikát,
fasetovací keramiky



Techniky aplikace
Wet-in-Wet,
klasická

1

Univerzální systém barvení

Všestranné použití na dentální keramiky v rozsahu
CTE 9,4 až $17,5 \times 10^{-6}/K$



Vhodné pro zirkon, frézovanou, lisovanou
i vrstvenou keramiku (celokeramiku i
metalokeramiku)

Před vypálením



Po vypálení



Barevná stálost –
Barva štětcem nanesená je stejná i vypálená!

2

Pasty s 3D efektem

Vytváří trojrozměrné efekty a textur pro živý,
přirozený vzhled




Jedinečná optická hloubka –
i při minimální tloušťce vrstvy

Před vypálením



Po vypálení



Speciální pastovitá textura pro
pro realistickou strukturu povrchu

3

Snadná manipulace

Intuitivní a snadné použití pro úsporu času
a konzistentní výsledky



Ideální konzistence,
vhodná k okamžitému použití



Samoglazovací vlastnosti toňovacích barev

Dostupné varianty

Barvy
White Esthetics – pasty s fluorescencí

Dentin



Pasta per jar
4g

Enamel



Effect



Intense Effect



Texture & Glaze



Pink Esthetics – pasty bez florescence

Base



Effect



Texture & Glaze



Manufacturer

DSSM AG
Im alten Riet 9
9494 Schaan
Liechtenstein
sagemax.com

Universal Liquid



767512

Starter Kit



767479

Gingiva Kit



767512