



Paint 3D

Universelles Malfarbensystem.  
3D-Effektpasten.

Universelles Malfarbensystem.  
3D-Effektpasten.

# Paint 3D



Paint 3D ist ein universelles Malfarbensystem für die individuelle Bemalung und Glasur dentaler Keramiken im WAK-Bereich von  $9,4$  bis  $17,5 \times 10^{-6}$  K.

Optimal geeignet für Fräs-, Press- und Verblendkeramiken – darunter Zirkonoxid, Lithium-Disilikat und andere Glaskeramiken – bietet Paint 3D ein breites Anwendungsspektrum und maximale Flexibilität im Laboralltag.

Die innovativen 3D-Effektpasten eröffnen neue kreative Möglichkeiten und verleihen Oberflächen eine beeindruckende dreidimensionale Tiefe und Textur. Ob für subtile Akzente oder markante Effekte: Diese Pasten ermöglichen es, selbst kleinste Details in realistische zahntechnische Kunstwerke zu verwandeln.

Dank ihrer speziellen Konsistenz lassen sich die Pasten mühelos auftragen und modellieren, was sie ideal für anspruchsvolle Projekte macht, bei denen Präzision und Effizienz im Vordergrund stehen. Paint 3D unterstützt zeitsparende Arbeitsabläufe, ohne Kompromisse bei der Ästhetik oder Detailgenauigkeit einzugehen – für professionelle Ergebnisse auf höchstem Niveau.

## Technische Daten



**Typ**  
Niedrigschmelzende  
Glaskeramik



**Pasten**  
Selbstglasierende  
3D-Effektpasten



**WAK-Bereich**  
 $9,4 - 17,5 \times 10^{-6}/K$



**Anwendungen**  
Zirkonoxid,  
Lithium-Disilikat,  
Verblendkeramik



**Verarbeitungstechniken**  
Nass-in-Nass,  
Klassisch

## 1 Universelles Malfarbensystem

Vielseitige Anwendung auf dentalen Keramiken im WAK-Bereich von  $9,4$  bis  $17,5 \times 10^{-6}/K$



Anwendbar auf Zirkonoxid, Fräskeramiken, Presskeramiken und Schichtkeramiken (Vollkeramik & Metallkeramik)

Vor dem Brennen



Nach dem Brennen



Brennstabile Farben - what you see is what you get!

## 2 3D-Effektpasten

Erzeugen dreidimensionale Effekte und Texturen für eine lebendige, natürliche Ästhetik




Einzigartige optische Tiefe - selbst bei minimaler Schichtstärke

Vor dem Brennen



Nach dem Brennen



Spezielle Texturpaste für voluminöse, dreidimensionale Oberflächentexturen

## 3 Einfache Handhabung

Intuitive und mühelose Anwendung für zeitsparende und gleichbleibende Ergebnisse



Gebrauchsfertige Konsistenz



Selbstglasierende Eigenschaften für eine unkomplizierte Anwendung

# Lieferformen

## Farben

Weißer Ästhetik - Pasten mit Fluoreszenz

### Dentin



## Paste pro Dose:

4g

### Enamel



### Effect



### Intense Effect



### Glaze & Texture



## Pinker Ästhetik - Pasten ohne Fluoreszenz

### Base



### Effect



### Glaze & Texture



### Universal Liquid



### Starter Kit



### Gingiva Kit



## Manufacturer

DSSM AG  
Im alten Riet 9  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
sagemax.com