



Paint 3D

Sistema de
coloración universal.
Pastas de efecto 3D.

Sistema de coloración universal.
Pastas de efecto 3D.

Paint 3D

Paint 3D es un sistema de coloración universal para el maquillado y esmalado individual de cerámicas dentales en el intervalo de CET de 9,4 a 17,5 x 10⁻⁶/K.

Ideal para fresar, imprimir y colocar cerámica de carillas, incluyendo óxido de circonio, disilicato de litio y otras cerámicas vítreas, Paint 3D ofrece una amplia gama de aplicaciones y la máxima flexibilidad en el trabajo diario del laboratorio.

Las innovadoras pastas de efecto 3D abren nuevas posibilidades creativas y confieren a las superficies una profundidad y textura tridimensionales impresionantes. Tanto para acentos sutiles como para efectos llamativos: estas pastas permiten transformar hasta los detalles más pequeños en obras de arte dentales muy realistas.

Gracias a su especial consistencia, las pastas pueden aplicarse y modelarse sin esfuerzo, lo que las hace ideales para proyectos exigentes en los que la precisión y la eficacia son primordiales. Paint 3D admite flujos de trabajo que ahorran tiempo sin comprometer la estética ni la atención al detalle, para obtener resultados profesionales al más alto nivel.



Datos técnicos



Tipo
Vidrocerámica de
baja fusión



Pastas
Pastas autoesmal-
tadas efecto 3D



Intervalo de CET
9,4-17,5 x 10⁻⁶/K



Aplicaciones
Óxido de circonio,
disilicato de litio,
cerámica de carillas



**Técnicas
de aplicación**
Húmedo sobre
húmedo, clásica

1 Sistema de coloración universal

Aplicación versátil sobre cerámicas dentales en el rango de CET de $9,4$ a $17,5 \times 10^{-6}/K$



Aplicable sobre circonio, cerámica fresada, cerámica prensada y cerámica estratificada (cerámica completa y metal-cerámica)

Antes de la cocción



Después de la cocción



Colores estables tras la cocción:
¡lo que se ve es lo que se obtiene!

2 Pastas de efecto 3D

Creación de efectos y texturas tridimensionales con una estética viva y natural



Profundidad óptica única,
incluso con un grosor de capa mínimo

Antes de la cocción



Después de la cocción



Pasta de textura especial para texturas
superficiales voluminosas y tridimensionales

3 Fácil de manipular

Aplicación intuitiva y sin esfuerzo para ahorrar tiempo y obtener resultados uniformes



Consistencia lista para usar



Propiedades de autoesmaltado que facilitan la aplicación

Formatos de entrega

Colores

White Esthetics: pastas con fluorescencia

Dentin



Pasta por frasco

4g

Enamel



Effect



Intense Effect



Glaze & Texture



Pink Esthetics: pastas sin fluorescencia

Base



Effect



Glaze & Texture



Universal Liquid



Starter Kit



Gingiva Kit



Manufacturer

DSSM AG
Im alten Riet 9
9494 Schaan
Liechtenstein
sagemax.com