



Paint 3D

—  
Système de  
coloration universel.  
Pâtes à effet 3D.

Systeme de coloration universel.  
Pâtes à effet 3D.

# Paint 3D

Paint 3D est un système de coloration universel, conçu pour le maquillage et le glaçage personnalisés de céramiques dentaires dans la plage de CDT de 9,4 à 17,5 x 10<sup>-6</sup>/K.

Idéal pour l'usinage, le pressage et la stratification de céramiques, y compris pour les céramiques en verre d'oxyde de zirconium, de disilicate de lithium ou autre, Paint 3D propose une vaste gamme d'applications et une flexibilité maximale pour le travail quotidien en laboratoire.

Les pâtes novatrices à effet 3D ouvrent le champ des possibles en matière de créativité ; elles donnent aux surfaces une profondeur et une texture tridimensionnelles saisissantes. Que ce soit par le biais d'ajouts subtils ou d'effets marqués, ces pâtes permettent de transformer le moindre détail en œuvres d'art dentaires réalistes.

Grâce à leur consistance spéciale, les pâtes peuvent être appliquées et modelées sans effort. Ce produit est idéal pour les projets exigeants, dans lesquels précision et efficacité sont primordiales. Paint 3D permet de gagner du temps au niveau des flux de travail sans compromettre l'esthétique ou l'attention aux détails, pour des résultats professionnels du plus haut niveau.



## Données techniques



**Type**  
Vitrocéramique  
basse fusion



**Pâtes**  
Pâtes à effet 3D,  
auto-glaçage



**Plage de CDT**  
9,4 - 17,5 x 10<sup>-6</sup>/K



**Applications**  
Céramique d'oxyde  
de zirconium, de  
disilicate de lithium,  
de stratification



**Techniques  
d'application**  
Humide sur  
humide, classique

## Principaux avantages

---


# 1

### Système de coloration universel

Application polyvalente sur céramiques dentaires dans la plage de CDT de 9,4 à 17,5 x 10<sup>-6</sup>/K



Applicable aux céramiques de zirconium, usinées, pressées et stratifiées (tout-céramique & métal-céramique)



Couleurs stables à la cuisson - ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez !


# 2

### Pâtes à effet 3D

Création d'effets et de textures en trois dimensions pour une esthétique vivante et naturelle



Profondeur optique unique, même à une épaisseur de couche minimale



Pâte de texture spéciale pour des textures de surface volumineuses en trois dimensions

# 3

### Facile à manipuler

Application intuitive et sans effort pour des résultats rapides et uniformes



Uniformité prête à l'emploi



Propriétés d'auto-glaçage pour une application facile

# Bordereaux de livraison

## Couleurs

White Esthetics - pâtes avec fluorescence

### Dentin



## Pâte par pot

4g

### Enamel



### Effect



### Intense Effect



### Glaze & Texture



## Pink Esthetics - pâtes sans fluorescence

### Base



### Effect



### Glaze & Texture



### Universal Liquid



### Starter Kit



### Gingiva Kit



## Manufacturer

DSSM AG  
Im alten Riet 9  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
sagemax.com