



Paint 3D

Universal σύστημα
χρωματισμού.
Πάστες με 3D εφέ.

Universal σύστημα χρωματισμού.
Πάστες με 3D εφέ.

Paint 3D

Το Paint 3D είναι ένα universal σύστημα χρωματισμού για εξατομικευμένη χρώση και υάλωση οδοντικών κεραμικών με συντελεστή θερμικής διαστολής (CTE) από 9.4 έως $17.5 \times 10^{-6}/K$.

Είναι ιδανικό για κεραμικά ψηφιακής κατεργασίας (CAD/CAM), πρεσαρίσματα και επικαλυπτικά κεραμικά - όπως ζirkόνιο, διπυριτικό λίθιο και άλλα υαλοκεραμικά, προσφέροντας ευελιξία και συνέπεια στις καθημερινές ανάγκες του εργαστηρίου.

Οι καινοτόμες πάστες 3D εφέ ανοίγουν νέους δημιουργικούς ορίζοντες, προσδίδοντας στις επιφάνειες εντυπωσιακό τρισδιάστατο βάθος και υφή. Από διακριτικές αποχρώσεις έως έντονα εφέ, οι πάστες επιτρέπουν την ανάδειξη και της παραμικρής λεπτομέρειας σε ρεαλιστικά, φυσικά αποτελέσματα.

Χάρη στην ειδική τους υφή, οι πάστες μπορούν να εφαρμοστούν και να διαμορφωθούν με ευκολία, καθιστώντας τις ιδανικές για απαιτητικά έργα όπου η ακρίβεια και η αποδοτικότητα είναι πρωταρχικής σημασίας. Το Paint 3D υποστηρίζει workflows που εξοικονομούν χρόνο, χωρίς να θυσιάζεται η αισθητική ή η προσοχή στη λεπτομέρεια - για επαγγελματικά αποτελέσματα υψηλού επιπέδου.



Τεχνικά χαρακτηριστικά



Τύπος
Υαλοκεραμικό
χαμηλής τήξης



Πάστες
Αυτοϋαλούμενες
πάστες με 3D εφέ



Εύρος CTE
9,4 - 17,5 x 10⁻⁶/K



Εφαρμογές
Ζirkόνιο, Διπυριτικό
λίθιο, Επικαλυπτικά
κεραμικά



**Τεχνικές
εφαρμογές**
Wet-in-Wet, Classic

1 Universal σύστημα χρωματισμού

Κατάλληλο για όλα τα κεραμικά συστήματα εντός του εύρους CTE $9,4 - 17,5 \times 10^{-6}/K$



Ιδανικό για ζirkόνιο, κεραμικά φρεζαρίσματος, πρεσαριστά και επικάλυψης (ολοκεραμικά & μεταλλοκεραμικά)

Πριν την όπτηση



Μετά την όπτηση



Ανθεκτικά στα πυρά χρώματα - το αποτέλεσμα παραμένει όπως το βλέπετε πριν την όπτηση!

2 Πάστες 3D Εφέ

Δημιουργούν τρισδιάστατα εφέ και υφές για ζωντανή, φυσική αισθητική




Παρέχουν μοναδικό βάθος και φωτεινότητα, ακόμη και σε ελάχιστο πάχος στρώσης

Πριν το ψήσιμο



Μετά το ψήσιμο



Ειδική πάστα υφής για πιο έντονη τρισδιάστατη διαμόρφωση επιφάνειας

3 Εύκολη διαχείριση

Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή με αξιόπιστα αποτελέσματα



Έτοιμη προς χρήση σύσταση



Αυτοϋαλούμενες ιδιότητες για απλή και ομοιόμορφη εφαρμογή

Μορφές διάθεσης

Χρώματα

White Esthetics - πάστες με φθορισμό

Dentin



Ποσότητα ανά βαζάκι

4g

Enamel



Effect



Intense Effect



Glaze & Texture



Pink Esthetics - πάστες χωρίς φθορισμό

Base



Effect



Glaze & Texture



Universal Liquid



Starter Kit



Gingiva Kit



Manufacturer

DSSM AG
Im alten Riet 9
9494 Schaan
Liechtenstein
sagemax.com