



Paint 3D

Uniwersalny system barwienia.  
Pasty z efektem 3D.

Uniwersalny system barwienia.  
Pasty z efektem 3D.

# Paint 3D



Paint 3D to uniwersalny system do indywidualnego barwienia i glazurowania ceramiki dentystycznej o współczynniku rozszerzalności cieplnej (CTE) w zakresie od  $9,4$  do  $17,5 \times 10^{-6}/K$ .

Idealnie nadaje się do ceramiki frezowanej, tłoczonych i licowej - w tym tlenku cyrkonu, dwukrzemianu litu oraz innych rodzajów ceramiki szklanej - Paint 3D zapewnia szeroki zakres zastosowań oraz maksymalną elastyczność w codziennej pracy laboratoryjnej.

Innowacyjne pasty z efektem 3D oferują wiele możliwości ich kreatywnego wykorzystania, nadając powierzchniom imponującą trójwymiarową głębię i teksturę. Niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać subtelny akcent, czy osiągnąć wyrazisty efekt: dzięki naszym pastom nawet najmniejszy detal można przekształcić w dentystyczne dzieło sztuki.

Dzięki swojej wyjątkowej konsystencji pasty produkt łatwo się nakłada i modeluje, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem przy wymagających projektach, w których liczy się precyzja i wydajność. Paint 3D pozwala zaoszczędzić czas, ale nie kosztem estetyki czy dbałości o szczegóły - zapewniając profesjonalne rezultaty na najwyższym poziomie.

## Dane techniczne



**Typ**  
Niskotopliwa  
ceramika szklana



**Pasty**  
Samoglazurujące  
pasty z efektem  
3D



**Zakres CTE**  
 $9,4-17,5 \times 10^{-6}/K$



**Zastosowanie**  
Ceramika na bazie  
tlenku cyrkonu,  
dwukrzemianu litu,  
do licowania



**Techniki aplikacji**  
Wet-in-Wet,  
klasyczna

## Najważniejsze cechy

---

1

### Uniwersalny system barwienia

Wszechstronne zastosowanie na ceramice dentystycznej o współczynniku CTE w zakresie od  $9,4$  do  $17,5 \times 10^{-6}/K$



Możliwość stosowania na dwutlenek cyrkonu oraz ceramikę frezowaną, tłoczoną i warstwową (pełna ceramika i metalo-ceramika).

Przed wypaleniem



Po wypaleniu



Kolory stabilne podczas wypalania - to, co widzisz, odzwierciedla efekt końcowy!

2

### Pasty z efektem 3D

Tworzą trójwymiarowe efekty i tekstury, zapewniając żywy, naturalny wygląd




Wyjątkowa głębia optyczna, nawet przy minimalnej grubości warstwy

Przed wypaleniem



Po wypaleniu



Specjalna pasta teksturująca pozwalająca uzyskać przestrzenną, trójwymiarową powierzchnię

3

### Łatwa obsługa

Intuicyjne i łatwe nakładanie pozwala zaoszczędzić czas i uzyskać spójne rezultaty



Konsystencja gotowa do użycia




Właściwości samoglazurujące ułatwiające nakładanie

# Formy dostawy

Kolory  
White Esthetics - z fluorescencją

Dentin



Ilość pasty w słoiku  
4g

Enamel



Effect



Intense Effect



Glaze & Texture



Pink Esthetics - bez fluorescencji

Base



Effect



Glaze & Texture



Manufacturer

DSSM AG  
Im alten Riet 9  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
sagemax.com

Universal Liquid



767512

Starter Kit



767479

Gingiva Kit



767512