



Paint 3D

Sistema de coloração universal. Pastas com efeito 3D.

Sistema de coloração universal.
Pastas com efeito 3D.

Paint 3D

O Paint 3D é um sistema de coloração universal de pigmentação e glaze de materiais cerâmicos com CTE em uma faixa entre $9,4$ e $17,5 \times 10^{-6}/K$.

Feito especialmente para fresagem, injeção e revestimento cerâmico, incluindo óxido de zircônio, dissilicato de lítio e demais cerâmicas vítreas, o Paint 3D oferece uma ampla variedade de aplicações e a máxima flexibilidade para produções laboratoriais de rotina.

As inovadoras pastas com efeito 3D abrem portas para novas oportunidades criativas e dão às superfícies profundidade tridimensional e textura impressionantes. Realces sutis ou efeitos marcantes? Não importa: com essas pastas é possível transformar até os menores detalhes em verdadeiras obras de arte odontológicas.

Graças à sua consistência especial, as pastas podem ser aplicadas e modeladas facilmente, o que as torna ideais para projetos exigentes, que têm como foco a precisão e a eficiência. O Paint 3D ajuda a poupar tempo nos fluxos de trabalho, sem abrir mão da parte estética ou da atenção aos detalhes, garantindo os mais elevados resultados profissionais.



Dados técnicos



Tipo
Cerâmica vítrea
de baixa fusão



Pastas
Pastas de
autoglaze com
efeito 3D



Faixa de CTE
 $9,4 - 17,5 \times 10^{-6}/K$



Aplicações
Óxido de zircônio,
dissilicato de lítio,
cerâmicas para
estratificação



**Técnicas de
aplicação**
Wet-in-wet,
Clássica

1 Sistema de pigmentação universal

Aplicação versátil de cerâmicas no intervalo de CTE de 9,4 a 17,5 x 10⁻⁶/K



Válido para cerâmicas em zircônia, de usinagem, de injeção e de revestimento (material totalmente cerâmico e mesclagem de metal e cerâmica)

Antes de submeter à alta temperatura



Após submeter à alta temperatura



Pigmentos resistentes a altas temperaturas: exatamente como na imagem!

2 Pastas com efeito 3D

Crie texturas e efeitos tridimensionais que proporcionem um visual atraente e natural




Profundidade óptica exclusiva, mesmo com uma espessura mínima de camada

Antes de submeter à alta temperatura



Após submeter à alta temperatura



Pasta com textura especial, garantindo texturas de superfície tridimensionais avultadas

3 Fácil manuseio

Aplicação fácil e intuitiva, economizando tempo e garantindo resultados consistentes



Consistência pronta para uso



Propriedades de autoglaze, facilitando a aplicação

Formatos

Pigmentos

Estética branca - pastas com fluorescência

Dentin



Pasta por unidade

4g

Enamel



Effect



Intense Effect



Glaze & Texture



Estética rosa - pastas sem fluorescência

Base



Effect



Glaze & Texture



Universal Liquid



767512

Starter Kit



767479

Gingiva Kit



767512

Manufacturer

DSSM AG
Im alten Riet 9
9494 Schaan
Liechtenstein
sagemax.com