



Paint 3D

Универсальная система
для окрашивания.
Пасты с 3D-эффектом.

Универсальная система для окрашивания.
Пасты с 3D-эффектом.

Paint 3

Paint 3D – это универсальная система для индивидуального окрашивания и глазурирования стоматологической керамики в диапазоне коэффициента теплового расширения (СТЕ) от 9,4 до $17,5 \times 10^{-6}/K$.

Paint 3D идеально подходит для работы с керамикой для фрезерования, прессования и облицовки, в том числе с диоксидом циркония, дисиликатом лития и другой стеклокерамикой, обеспечивая широкие возможности применения и максимальную гибкость в повседневной работе лаборатории.

Инновационные пасты с 3D-эффектом открывают перед вами новые творческие возможности и придают поверхностям впечатляющую трехмерную глубину и текстуру. Благодаря этим пастам возможно точное воспроизведение мельчайших деталей, необходимых как для утонченных акцентов, так и для ярких визуальных эффектов при создании реалистичных шедевров стоматологического искусства.

Благодаря особой консистенции эти пасты очень легко наносить и моделировать, что делает их идеальным выбором для сложных проектов, где первостепенное значение имеют точность и эффективность. Paint 3D помогает экономить время в ходе рабочих процессов, не жертвуя эстетическими характеристиками и вниманием к деталям, чтобы обеспечить профессиональные результаты на высочайшем уровне.



Технические данные



Тип
Легкоплавкая
стеклокерамика



Пасты
Пасты для
самоглазурирования
с 3D-эффектом



**Диапазон
коэффициента
теплового
расширения**
(СТЕ) 9,4 –
 $17,5 \times 10^{-6}/K$



**Сферы
применения**
Диоксид циркония,
дисиликат лития,
облицовочная
керамика



**Техники
нанесения**
«Мокрое по
мокрому»,
классическая

1 Универсальная система для окрашивания

Универсальное применение на стоматологической керамике в диапазоне СТЕ $9,4 - 17,5 \times 10^{-6}/K$



Применима к цирконию, фрезерованной керамике, прессованной керамике и слоистой керамике (цельной и металлокерамике)



Цвета, устойчивые к обжигу, – вы получаете то, что видите!

2 Пасты с 3D-эффектом

Создают трехмерные эффекты и текстуры для живой и естественной эстетики



Уникальная оптическая глубина даже при минимальной толщине слоя



Специальная текстурная паста для создания объемных, трехмерных поверхностных текстур

3 Простое обращение

Интуитивно понятное и простое применение для экономии времени и получения стабильных результатов



Консистенция, готовая к применению



Свойства самоглазурования для легкого нанесения

Формы выпуска

Цвета

White Esthetics – пасты с эффектом флуоресценции

Количество пасты в банке

4g

Dentin



767480 767481 767482 767483 767484

Enamel



767485 767496 767497 767498 767499 767500

Effect



767501 767502 767503

Intense Effect



767504 767505 767506 767507 767508

Glaze & Texture



767510 767509

Pink Esthetics – пасты без эффекта флуоресценции

Base



767513 767514 767515

Effect



767516 767517 767518 767519 767520 767521

Glaze & Texture



767523 767522

Universal Liquid



767512

Starter Kit



767479

Gingiva Kit



767512

Manufacturer

DSSM AG
Im alten Riet 9
9494 Schaan
Liechtenstein
sagemax.com