



PressCeramic

Vysokopevnostní LS2.
Všechny translucence.

Vysokopevnostní LS2.
Všechny translucence.

PressCeramic



PressCeramic jsou ingoty z lithiumpdisilikátové sklokeramiky určené pro výrobu vysoce estetických celokeramických náhrad pomocí tradiční presovací techniky.

Vysoká pevnost (470 MPa) umožňuje standardní škálu indikací a zajišťuje spolehlivost u tříčlenných můstků až po druhý premolár. Presovací ingoty jsou dostupné ve 4 různých úrovních translucence (MO, LT, MT, HT) a ve 2 opálových úrovních. Vynikající zatekavost materiálu umožňuje zhotovit i tenké fazety s vysokou pevností. Přirozená opalescence a translucence zajišťují optimální začlenění do okolní zubní struktury a tzv. „chameleón efekt“.

Technická data



Typ
Sklo-keramika na bázi lithiumpdisilikátu (LS2)



Pevnost v ohybu
470 MPa,
(typická střední hodnota)



Průsvitnost
Opal, HT, MT, LT, MO



Indikace
Fazety až po tříčlenné můstky (po druhý premolár)



Výrobní možnosti
Barvicí technika
Cut-back
(částečné redukce)
Vrstvicí technika

Hlavní výhody

Různé úrovně translucence



1 **Vysoká pevnost v ohybu a různé úrovně translucence** Široká škála indikací, od tenkých faset až po tříčlenné můstky



Široké spektrum indikací

2 **Přirozená opalescence a translucence** Optimální začlenění do okolní zubní struktury; „chameleón efekt“



Přirozená opalescence a průsvitnost

Chameleón efekt

3 **Vynikající tokové vlastnosti** Umožňuje výrobu i tenkých vysoce pevných faset



Schopnost zvládnout obtížně
presovatelné tvary



Vynikající výsledek presování

Koncept translucence

	Opal	HT	MT	LT	MO
		Vysoká translucence	Střední translucence	Nízká translucence	Střední opacita
Technika zpracování					
Technika barvení	•	•	•	•	
Technika redukce (cut-back)	•	•	•	•	
Vrstvicí technika					•
Indikace					
Okluzní fazeta	•	•	•		
Tenká fazeta	•	•	•		
Fazeta	•	•	•	•	
Inlej		•			
Onlej		•			
Částečná korunka		•	•	•	
Korunka v předním a zadním úseku			•	•	•
Tříčlenný můstek			•	•	•
Hybridní pilíř			•	•	•
Korunka na hybridním pilíři			•	•	

1 Techniku redukce (cut-back) nelze použít pro výrobu tenkých fazet a okluzních fazet.
2 Pouze do oblasti druhého premoláru jako distálního pilíře.

Dostupné možnosti

Balení	Translucence	Barvy
4 ingoty po 3 g	Opal	1, 2
	HT	BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
	MT	BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, D2
	LT	BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
	MO	0, 1, 2, 3, 4

Manufacturer

DSSM AG
Im alten Riet 9
9494 Schaan
Liechtenstein
sagemax.com