

sagemax.com

sagemax®



Sagemax experience

NexxZr⁺ Multi
bemalt und mikro-geschichtet
von Dominik Monreal

NexxZr⁺ Multi bemalt und mikro-geschichtet
von Dominik Monreal


Sagemax experience

Ausgangssituation



Starke Abrasion und Deformation der Zähne. Wunsch des Patienten: Komplettsanierung des Ober- und Unterkiefers.


Gerüsterstellung, Bemalung und Mikroschichtung



Zirkoniumoxid: NexxZr⁺ Multi.



Herausgetrennte Restaurationen.



Restaurationen vor dem Sintern.



Teilreduzierte Frontzahnkronen und monolithische Seitenzahnbrücken nach dem Sintern.



Monolithische Unterkieferrestaurationen nach dem Sintern.



Teilreduzierte Frontzahnkronen.



Wash-Brand mit IPS e.max Ceram, Fa. Ivoclar.




Minimaler Dentin- und Schneidaufbau mit IPS e.max Ceram, Fa. Ivoclar.



Ausarbeitung der Oberflächenstruktur.



Bemalen und glasieren mit IPS Ivocolor, Fa. Ivoclar.



Malfarben- und Glasurbrand.



Fertiggestellte Oberkieferrestaurationen.



Fertiggestellte Unterkieferrestaurationen.



Lebendig wirkende Unterkieferrestaurationen, bereit zum Zementieren.

Endergebnis



Vorher.



Nachher.



Hervorragendes ästhetisches Endergebnis und ein überaus glücklicher Patient.

Dental designers



Dominik Monreal
Dental Technician, Germany

📷 dominikmonreal8



Kristina Günter
Dentist, Germany

www.zahnarzt-kleve.de
📘 Praxis für Zahnheilkunde Kristina Günter
📷 zahnarzt_kleve

Contact us
info@sagemax.com

sagemax.com

Follow us
@sagemax.official

