

sagemax.com

sagemax®



Sagemax experience


NexxZr T Multi vestibuläres Cut-back by Mark Bultmann

Sagemax experience


Ausgangssituation, Provisorium, Farbnahme & Gerütherstellung




Ausgangssituation des Patienten.




Herstellung einer Bohrschablone.



Gestaltung des Emergenzprofils.



Spiegelung des Nachbarzahns.




Überprüfung der Platzverhältnisse.




Provisorische Krone, direkt nach Einsetzen des Implantats.



Farbestimmung mit Hilfe eines Polarisationsfilters.



Konstruktion des Abutments.



Konstruktion des Gerüsts.



Gerüst aus NexxZr T Multi.

Konditionierung, vestibuläre Verblendung & Fertigstellung




Gerüst mit individuell gefrästen Abutment.



Oberflächenkonditionierung der Klebefläche mit NexxZr Glaze Spray.

Al₂O₃ gestrahlte Klebefläche.



Vestibuläre Verblendung mit Creation ZI-CT (Fa. Creation Willi Geller).

Fertig verklebte Krone auf dem Abutment.

Endergebnis



Vorher.



Nachher.



Fertige Restauration, nach dem Eingliedern.



Ästhetisches Endergebnis in der Mundhöhle.

Dental designers



Mark Bultmann
Master Dental Technician, Germany

www.viadenta.com

in Mark Bultmann
@ zahntechnik26789

Dr. Ulrika Montén
Dr.Dr. Dieter Edinger
Dentists, Germany

www.pro-dental-care.de

Contact us
info@sagemax.com

sagemax.com

Follow us
[@sagemax.official](https://www.instagram.com/sagemax.official)
   