

sagemax.com

sagemax®



Sagemax experience

NexxZr T Multi
mikro-geschichtet
von Andreas Hartwich


NexxZr T Multi mikro-geschichtet
von Andreas Hartwich

Sagemax experience

Ausgangssituation



Abformsituation im Mund auf Stegaufbauteilen, um die optimale Schraubenkanalposition zu erreichen.



Spannungsfreie Abformung über Stegaufbauteilen.

Gerüsterstellung, interne Bemalung und Mikroschichtung



Zirkongerüste mit Sinterstützstruktur.



Gerüste gesintert, vor Charakterisierung.




Interne Bemalung.




Mikroschichtung.

Mikroschichtung mit Creation ZI-CT (Co. Creation Willi Geller)



OK: bedingt abnehmbar - okklusal verschraubt.



UK: bedingt abnehmbar - okklusal verschraubt.

Endergebnis



Frontansicht.



Seitenansicht.



Das Ergebnis ist sehr natürlich und passt hervorragend zur Patientin.



Dental designer

Andreas Hartwich
Master Dental Technician, Germany

www.dental-technik-hartwich.de
@dental_technik_hartwich

Contact us
info@sagemax.com

sagemax.com

Follow us
[@sagemax.official](https://www.instagram.com/sagemax.official)

