

sagemax.com

sagemax[®]



Sagemax experience

NexxZr T Multi
micro-layered
by Panos Mavromatis


NexxZr T Multi micro-layered
by Panos Mavromatis

Sagemax experience


Αρχική κατάσταση , παρασκευές και σχεδιασμός




Αρχική κατάσταση του ασθενούς.




Αποτύπωση μετά τις παρασκευές.



Γύψινο εκμαγείο.




Σχεδιασμός στεφανών, 11-12 και 21-22
ναρθηκοποιημένες.



Υπερώια άποψη της αποκατάστασης.


Κατασκευή στεφανών και μικροδόμηση




Ναρθηκοποιημένες στεφάνες από NexxZr Multi A2.



Προστοματικό cut back.



Εσωτερικό μακιγιάζ με ICE Zirkon 3D Stains. Τεχνική sprinkle με πορσελάνη Vita VM9.



Μικροδόμηση με αδαμαντίνη Vita VM9 . Μακιγιάζ και γυάλισμα με ICE Zirkon 3D stains.


Τελικό αποτέλεσμα




Dental designer

Panos Mavromatis
Dental Technician, Greece

www.studiodent.gr

 StudioDent - Panos Mavromatis

 panos_mavromatis

Contact us
info@sagemax.com

sagemax.com

Follow us
[@sagemax.official](https://www.instagram.com/sagemax.official)

