

sagemax.com

sagemax®






Sagemax experience

NexxZr T Multi
monolithic
by Mateja Stevanović

NexxZr T Multi monolithic
by Mateja Stevanović


Sagemax experience

Pocetno stanje



Pacijent je, nezadovoljan izgledom svojih zuba, došao u ordinaciju sa željom da se zatvore postojeće dijasteme uz što prirodniji oblik i izgled zuba.

Digitalni dizajn & odabir materijala



Nakon 3D dizajna osmeha, finalni dizajn je spreman za frezovanje.




NexxZr T Multi A1 od Sagemax-a je odabran kao idealno rešenje zbog svoje translucencije i optimalne tvrdoće od 1170 MPa u cervikalnom delu i 630 MPa u incizalnom, što sprečava preveliku abraziju antagonista. Krunice su isfrezane u punoj anatomiji.

Izrada restauracije



U ovoj fazi ručno doradujemo detalje, dodajemo teksturu i morfologiju, nakon čega su krunice spremne za sinterovanje.



U fazi karakterizacije monolitnim krunama dajemo živost i dubinu. U ovom slučaju korišćeni su pigmenti iz palete Ivocolor Essence. Rad je glaziran Ivocolor Fluo glazurom (Co. Ivoclar).



Finalni rezultat



Kombinacijom pomenutih materijala dobili smo izuzetan rezultat. Pored jako nezahvalnog rasporeda zuba pacijent je dobio savršeno prirodan i harmoničan osmeh.



Dental designer

Mateja Stevanović
Zubni tehničar, Srbija

📷 [tehnodont.vranje](#)

Contact us
info@sagemax.com

sagemax.com

Follow us
[@sagemax.official](#)

