

sagemax.com

sagemax®



Sagemax experience

PressCeramic
в полную анатомию
от Айрата Амерханова

PressCeramic в полную анатомию
от Айрата Амерханова

Sagemax experience

Изготовления виниров без препарирования



Эстетическая моделировка была проведена в ручную воском StarWAX от Dentaureum.



Виниры были отпрессованы из заготовок Opal 1 PressCeramic от Sagemax.



Опаловые заготовки сочетают в себе высокую прозрачность и сильную опалесценцию, идеальные для воссоздания эмали тонкими винирами на зубах светлых оттенков.



Виниры были доработаны с помощью керамической массы OE1 IPS.emax Ceram и глазурью от Shofu.

Цементирование в полости рта



Позже в полости рта пациента были установлены и адгезивно зафиксированы виниры без препарирования.

Финальный результат



Итоговый результат потрясает. Виниры органично сочетаются с существующим зубным рядом и дарят пациенту обновленную прекрасную улыбку.



Dental designer

Airat Amerkhanov
Dental Technician, Russia

📷 dt_amerkhanov
📷 lab_voxel

Contact us
info@sagemax.com

sagemax.com

Follow us
@sagemax.official

